

# ГЕМАТОКСИЛИН КАРАЦЦИ

Product Categories: [Красители](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/citoximicheskie-issledovaniya/mikroskopiya-citoximicheskie-issledovaniya/krasiteli-mikroskopiya-citoximicheskie-issledovaniya/gematoksilin-karacci/>

## Product Summary

Кат.№КГКVL ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК (ГЕМАТОКСИЛИН КАРАЦЦИ)

Гематоксилин Карацци, краситель для цитологии и гистологии. Готов к использованию, применяется для окраски цитологических препаратов (с последующим докрасиванием эозином). Представляет собой водный раствор гематоксилина, квасцов и йодноватистого калия. Используется многократно.

## Product Description

ДИАХИМ-ЦИТОСТЕЙН-ГК (ГЕМАТОКСИЛИН КАРАЦЦИ) СОСТАВ:

Краситель представляет собой 0,1% раствор сухого красителя гематоксилина в смеси с глицерином и алюмокалиевыми квасцами - 1 флакон (250 мл).

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ:

- секундомер;
- микроскоп;
- цилиндры мерные вместимостью 25 - 1000 мл;
- стекла предметные;
- бумага фильтровальная;
- перчатки резиновые;
- вода водопроводная;
- смесь для обезжиривания производства;
- 96°спирт,
- 1% раствор эозина (желтого, водорастворимого).

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Гематоксилин Карацци дает элективное окрашивание ядер, не закрашивает цитоплазму клеток, обычно не переокрашивает препараты и может использоваться как основной краситель в основных методах окрашивания цитологических препаратов, а также в цитохимических методиках для окраски ядер.

Окраска гематоксилином и эозином.

Непосредственно перед окрашиванием высушенные мазки фиксируют в смеси для обезжиривания, смеси Никифорова или в 96°спирте 7-10 минут.

После фиксации мазки промыть в водопроводной воде и высушить. Окрашивают гематоксилином Карацци 10-40 минут (время окраски подбирают эмпирически). Мазки ополаскивают в холодной водопроводной воде и отсинивают в чистой порции водопроводной воде и отсинивают в чистой порции водопроводной воды, подогретой до 37-40°С в течение 15-20 минут. Мазки окрашивают 0,5-0,25% раствором эозина (приготовленного из 1% основного раствора эозина) 10-20 секунд, промывают в водопроводной воде и высушивают.

Результат окраски: ядра клеток окрашиваются в различные оттенки синего цвета, цитоплазма розовая.