Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)



Product Categories: Липиды и Липопротеины
Product Page: http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/xolesterin-lpvp-hdl-direct-fl/

Product Summary

Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом (без осаждения).

Кат.№	Фасовка набора
HD F080 VL	80 мл (3х20 мл+1х20 мл)
HD F245 VL	240 мл (9х20 мл+3х20 мл)
HD F400 VL	400 мл (3х100 мл+1х100 мл)

Product Description

Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)
Прямое иммуноингибирование липопротеинов LDL, VLDL, Хиломикроны, за исключением HDL. Образовавшиеся комплексы блокируют ферментативные реакции, за исключением ферментативной реакции с HDL
Ферментативно (ХЭ, ХО): ЛПВП ? Холестенон + Жирная кислота + H2O2
Пероксидаза: H2O2 +[N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль] + 4-ААП ? Комплекс
Измерение по конечной точке: H2O2 + [N-этил-N-(2-Гидрокси-3- Сульфопропил)-3,5-Диметокси-4-Фторанилина натриевая соль] + 4-ААП ? Комплекс
Биреагент/жидкий (3:1)
Линейность - 220 мг/дл

Чувствительность - 1 мг/дл
600 нм Абсорбция:?Комплекса, отражаемый (наблюдаемый) цвет - синий
Общий срок годности набора - 3 года
Температура хранения набора 2-8°C
Анализируемый образец: сыворотка