АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О (АСО)

Product Categories: Ревматоидные заболевания
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmaticheskie-zabolevaniya-lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmatoidnye-zabolevaniya/antistreptolizin-o-aso/

Product Summary

Кат.№1031AVL100 Кат.№1031AVL250 Кат.№1031AVL500

Набор реагентов для определения АНТИСТЕПТЛИЗИНА-О методом латекс-агглютинации.

Product Description

Принцип метода
Реакция преципитации между антистрептолизином - О (АСО) в сыворотке и частицами латекса, сенсибилизированными стрептолизином – О стрептококка. В случае присутствия антистрептолизина - О в образце происходит агглютинация с образованием комплекса «антиген-антитело», в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически.
Чувствительность теста — 200 МЕ/мл
Образцы для исследования: Сыворотка не липемическая и без гемолиза.
Хранение набора: 2-8°С
Срок годности набора при температуре 2-8°С: 2 года
Состав набора 1031AVL100
АСО-реагент — 1 мл
АСО-положительный контроль — 0,1 мл
АСО-отрицательный контроль — 0,1 мл
Дилюент 0,9% —
Слайд — 1 шт.
Палочки для смешения — 50 шт.
1031AVL250
АСО-реагент — 2,5 мл
АСО-положительный контроль — 0,25 мл
АСО-отрицательный контроль — 0,25 мл
Дилюент 0,9% — 5 мл
Слайд — 2 шт.
Палочки для смешения — 100 шт.
1031AVL500
АСО-реагент — 5,0 мл
АСО-положительный контроль — 0,25 мл
АСО-отрицательный контроль — 0,25 мл
Дилюент 0,9% — 5 мл
Слайд — 2 шт.
Палочки для смешения — 100 шт.