АБСОЛЮЦИД ЛИКВИД

Product Categories: Средства для стерилизации, Средства для поверхностей, Средства для инструментария
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/absolyucid-likvid/

Product Summary

Кат.№AJIVL

Дезинфекция+ДВУ+Стерилизация
Универсальный концентрированный препарат для дезинфекции, ДВУ и стерилизации на основе комбинации перекиси водорода, ПГМГ и ЧАС. Активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, не фиксирует органические загрязнения, рабочий раствор может использоваться многократно в течение 15 суток
Флакон 1л с клапан-крышкей

Product Description

АБСОЛЮЦИД ЛИКВИД
Сфера применения
Лечебно-профилактические учреждения
Детские учреждения
Предприятия общественного питания
Назначение
Стерилизация мединструментов и ИМН
ДВУ эндоскопов
Дезинфекция мединструментов, в т.ч. с ПСО
Дезинфекция поверхностей
Дезинфекция транспорта
Дезинфекция воздуха и систем вентиляции
Дезинфекция медицинских и биоотходов
Дезинфекция в стоматологии
Борьба с плесенью
Состав
Пероксид водорода, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид, ПГМГ, а также функциональные добавки и вода. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% раствора средства – 5,5 ± 2,0 ед.
Срок годности
2 года в невскрытой упаковке производителя
15 суток для рабочих растворов препарата
Текущая дезинфекция поверхностей
0,05% / 120 мин - бактерии
0,1% / 90 мин - вирусы, вкл.полиомиелит
0,7% / 90 мин - туберкулез
1,5% / 60 мин - анаэробы
Генеральная уборка

0,05-2,0% - 15...120 мин
Инструменты
1,0% / 45 мин - ручной способ (с ПСО)
1,0% / 20 мин - механизированный способ (с ПСО)
ДВУ ЭНДОСКОПОВ
6,0% / 5 мин
2,0% / 60 мин
Стерилизация
8,0% / 5 мин
4,0% / 30 мин
Описание
«АБСОЛЮЦИД ликвид» — современный универсальный дезпрепарат в форме жидкого концентрата на основе перекиси водорода, активированной четвертичным аммонийным соединением и ПГМГ. Обладает слабым запахом. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 15 суток, если их внешний вид не изменился.
Препарат обладает широким спектром микробиологической активности против большинства болезнетворных микроорганизмов, включая туберкулез, вирусы гепатитов и полиомиелита, анаэробной инфекции. Не фиксирует органические загрязнения.