Плазма контрольная П (аттестована по 20 параметрам)*

Product Categories: Контрольные плазмы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/kontrolnye-materialy-sistema-gemostaza/kontrolnye-syvorotki-kontrolnye-materialy-sistema-gemostaza/plazma-kontrolnaya-p-attestovana-po-20-parametram/

Product Summary

Кат № КМ-4, Кат № КМ-4/1 *Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.
Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей,
противосвертывающей и фибринолитической систем.
Плазма контрольная с патологически сниженным уровнем системы гемостаза, аттестована по 20 параметрам системы гемостаза.

Product Description

Плазма контрольная П (аттестована по 20 параметрам)*
Кат № КМ-4, Кат № КМ-4/1. *Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.
Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем.
Плазма контрольная с патологически сниженным уровнем системы гемостаза, аттестована по 20 параметрам системы гемостаза.
Свертывающая система:
протромбиновое время, протромбин по Квику, %, и МНО;
тромбиновое время, в секундах;
АЧТВ, в секундах;
содержание фибриногена по Клауссу, в г/л.
активность факторов внутреннего пути свертывания VIII, IX, XI и XII в %;
активность факторов внешнего и общего пути свертывания II, V, VII и X , в %;
активность фактора XIII, в %;
активность фактора Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность), в %.
Противосвертывающая система:
активность антитромбина III – клоттинговым методом и методом с использованием хромогенного субстрата, в %;
активность протеина С, в %.
Фибринолитическая система:
активность плазминогена, в %;
фибринолитическая активность (XIIa-зависимый фибринолиз), в минутах.
Принцип метода. Плазма контрольная с нормальным уровнем параметров системы гемостаза анализируется одновременно с исследуемой плазмой при выполнении соответствующего теста. Исследуемый контрольный материал должен укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на данную серию плазмы.
Состав набора КМ-4:
Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза – пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена – 1 флакон.
Состав набора КМ-4/1:
Плазма контрольная с нормальным уровнем системы гемостаза (для исследования системы гемостаза на автоматических коагулометрах)– пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена – 6 флаконов.