

Промывающий щелочной раствор

Product Categories: [Системные растворы для анализаторов](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/bioximicheskie-analizatory/sistemnye-rastvory-dlya-analizatorov/promyvayushhij-shhelochnoj-rastvor/>

Product Summary

Кат.№ЩПРАВЛ Промывающий щелочной раствор

Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов

Концентрат 500 мл

Product Description

Промывающий щелочной раствор

Промывающий щелочной раствор для автоматических анализаторов

Перед использованием развести дистиллированной водой в 50 раз.

Срок годности рабочего раствора - 10 дней.

Не смешивать свежеприготовленный раствор с остатками старого промывающего раствора.

Заменяет Alkaline Washing Solution, производство Япония, Hirose Electronic System Co, Ltd