

# а-АМИЛАЗА (Amylase EPS FL)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe  
rmenty/a-amilaza-amylase-eps-fl/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe<br/>rmenty/a-amilaza-amylase-eps-fl/)

## Product Summary

Набор реагентов для определения общей активности ?-Амилазы кинетическим методом в сыворотке (плазме) крови и моче

Кат.№	Фасовка набора
GT F080 VL	80 мл (4x16 мл+1x16 мл)
GT F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)

## Product Description

а-АМИЛАЗА (Amylase EPS FL)

а-Амилаза гидролизует субстрат EPS-G7 ? G2PNP + G3PNP + G4PNP

Ферментативно, а-Глюкозидаза: гидр-з G2PNP + G3PNP +G4PNP ? PNP + Глюкоза

Кинетический метод измерения: G2PNP + G3PNP + G4PNP ? PNP

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 60 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 1500 Е/л

Чувствительность - 6 Е/л

405 нм Абсорбция: ?p-Нитрофенол

Общий срок годности - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка без гемолиза, плазма (с гепарином), моча