

## АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (GPT/ALT FL)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izoferymenty/alaninaminotransferaza-gptalt-fl/>

### Product Summary

Набор предназначен для определения активности Аланинаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
EA F080 VL	80 мл (4x16 мл+1x16 мл)
EA F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)
EA F400 VL	400 мл (8x40 мл+2x40 мл)
EA F600 VL	600 мл (4x120 мл+1x120 мл)

### Product Description

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (GPT/ALT FL)

Аланинаминотрансфераза ускоряет трансаминию между L-Аланином и  $\alpha$ -Кетоглутаратом:

L-Аланин +  $\alpha$ -Кетоглутарат ? Пируват +L-Глутамат

Ферментативно, ЛДГ: Пируват + НАДН + Н+ ? Лактат + НАД+

Кинетический метод измерения: НАДН ? НАД+, УФ

Оптимизирован IFCC (2002)

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 440 Е/л

Чувствительность - 3,37 Е/л

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)  
Export date: Sat Jul 27 17:17:33 2024 / +0000 GMT

340 нм Абсорбция: ?НАДН

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка предпочтительно: избегать гемолиза