

Гамма-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА (ГАММА-ГТ FL)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izoferymenty/gamma-glutamyltransferaza-gamma-gt-fl/>

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Гамма-Глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме (ЭДТА) крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
GT F080 VL	80 мл (4x16 мл+1x16 мл)
GT F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)
GT F400 VL	400 мл (8x40 мл+2x40 мл)
GT F600 VL	600 мл (4x120 мл+1x120 мл)

Product Description

Гамма-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА (ГАММА-ГТ FL)

Гидролиз GLUPA-C

Кинетический метод измерения: GLUPA-C ? p-Нитроанилин

Метод Зейца

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 60 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 800 Е/л

Чувствительность - 2 Е/л

405 нм Абсорбция: ?p-Нитроанилин

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)
Export date: Wed Apr 29 11:22:02 2026 / +0000 GMT

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма (эдта)

Избегать гемолиза.