

ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗА (GLDH FS DGKC)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/glutamatdegidrogenaza-gldh-fs-dgkc/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/glutamatdegidrogenaza-gldh-fs-dgkc/)

Product Summary

Набор реагентов для определения активности Глутаматдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке (плазме) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
GLDH F125 VL	125 мл (5x20 мл+1x25 мл)

Product Description

ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗА (GLDH FS DGKC)

Оптимизирован DGKC, УФ

Биреагент

Линейность: при активности фермента до 120 U/L

340 нм

Общий срок годности набора - 1 год

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, гепарин-плазма или эдта