

К. ФОСФАТАЗА (Общая и простатическая) (Acid Phosphatase)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/kislaya-fosfataza-obshhaya-i-prostatischeeskaya-acid-phosphatase/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/kislaya-fosfataza-obshhaya-i-prostatischeeskaya-acid-phosphatase/)

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Кислой фосфатазы в сыворотке крови человека

| | |
|------------|------------------------------|
| Кат.№ | Фасовка набора |
| AP F045 VL | 45 мл (1x50+3x15+1x5+1x5 мл) |

Product Description

КИСЛАЯ ФОСФАТАЗА (Общая и простатическая) (Acid Phosphatase)

Модифицированный метод Хилмана (с нафтилфосфатом)

Кислая фосфатаза катализирует: ?-Нафтилфосфат + H₂O ? ?-Нафтол + Фосфат

Кинетический метод измерения: α-Нафтол+Диазоновая соль ? Азоидный пигмент

Монореагент/сухой (Стабильность рабочего раствора 2 дня при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 150 Е/л

Чувствительность - 1 Е/л

405 нм Абсорбция: ?Азоидный пигмент

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка

Избегать гемолиза