

КРЕАТИНКИНАЗА МВ (СК-МВ-FL IFCC/DGKC)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofermeny/kreatinkinaza-mv-ck-mb-fl-ifccdggkc/>

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Кратинкиназы МВ в сыворотке крови человека

Кат.№	Фасовка набора
LD F060 VL	60 мл (6x8 мл+1x12 мл)
LD F120 VL	120 мл (12x8 мл+2x12 мл)

Product Description

КРЕАТИНКИНАЗА МВ (СК-МВ-FL IFCC/DGKC)

Полное блокирование активности СК-ММ антителами: активна только СК-В

Креатинфосфокиназа: Креатинфосфат + АДФ ? Креатин + АТФ

Гексокиназа: Глюкоза + АТФ ? Глюкоза-6-фосфат + АДФ

Г6Ф-ДГ: Глюкоза-6-фосфат + НАДФ+ ? Глюконат-6-фосфат + НАДФН + Н+

Кинетический метод измерения: НАДФ+ ? НАДФН+

Рекомендован IFCC/DGKC (с иммуноингибированием КФК-М)

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 14 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 2000 Е/л

Чувствительность - 2 Е/л

340 нм Абсорбция: ?НАДФН+

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка. Плазма, содержащая гепарин, ЭДТА, цитрат или фторид, могут вызывать непредсказуемые кинетические реакции.