

ЛИПАЗА (Lipase FL)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/lipaza-lipase-fl/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/lipaza-lipase-fl/)

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Липазы в сыворотке, плазме (с гепарином) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
LP F060 VL	60 мл (6x8 мл+1x12 мл+1x5 мл стандарт)
LP F125 VL	125 мл (4x25 мл+1x25 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

ЛИПАЗА (Lipase FL)

Расщепление липазой синтетического субстрата- кислота 1,2-О-Дилаурил-рак-глицеро-3-глутарино-(6' метил-резорурфин)-эстер

Кинетический метод измерения: Метилрезорурфинэфир ? Метилрезорурфин

Субстрат в виде микроэмульсии

Биреагент/жидкий (4:1)

Линейность: при активности фермента до 300 Е/л

Чувствительность - 1 Е/л

580 нм (570-590) Абсорбция: ?Метилрезорурфина

Стандарт (лиоф.). Концентрация стандарта указана на флаконе со стандартом

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, гепарин-плазма

* Некоторые наборы для определения Триглицеридов, HDL, LDL, могут содержать микробиологическую липазу, которая может прилипнуть к поверхности пластиковых кювет, используемых при измерении. Рекомендуется использовать процедуру промывки перед определением липазы, если есть подозрение на наличие контаминации.