

# ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ИЗОАМИЛАЗА (Pancreatic Isoamylase EPS FL)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofermenty/pankreaticeskaya-izomilaza-pancreatic-isoamylase-eps-fl-ifcc/>

## Product Summary

Набор предназначен для определения активности Панкреатической изоамилазы в сыворотке, плазме (только с гепарином) крови человека или моче

Кат.№	Фасовка набора
PA F080 VL	80 мл (4x16+1x16 мл)

## Product Description

ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ ИЗОАМИЛАЗА (Pancreatic Isoamylase EPS FL)

Ингибирование антителами  $\alpha$ -Амилазы слюны

$\alpha$ -D-глюкоза глюканогидролаза гидролизует субстрат EPS-G7 ? G2PNP + G3PNP + G4PNP

Ферментативно,  $\alpha$ -Глюкозидаза: гидролиз G2PNP + G3PNP + G4PNP ? PNP + Глюкоза

Кинетический метод измерения: G2PNP + G3PNP + G4PNP ? PNP

Оптимизирован IFCC

Биреагент/жидкий (4:1)

Линейность: при активности фермента до 2500 Е/л

Чувствительность - 2 Е/л

405 нм Абсорбция: ?p-Нитрофенола (PNP)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма (только с гепарином), моча