

## Щ. ФОСФАТАЗА (Alkaline Phosphatase FL DGKC)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe-  
rmenty/shhyolohnaya-fosfataza-alkaline-phosphatase-fl-dgkc/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe-<br/>rmenty/shhyolohnaya-fosfataza-alkaline-phosphatase-fl-dgkc/)

### Product Summary

Набор предназначен для определения активности Щёлочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
AL F080 VL	80 мл (4x16 мл+1x16 мл)
AL F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)
AL F400 VL	400 мл (8x40 мл+2x40 мл)
AL F600 VL	600 мл (4x120 мл+1x120 мл)

### Product Description

ЩЁЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА (Alkaline Phosphatase FL DGKC)

Щелочная фосфатаза гидролизует 4-Нитрофенилфосфат (4-NPP)

Кинетический метод измерения: 4-NPP ? 4-NP

Оптимизирован DGKC

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 3000 Е/л

Чувствительность - 7 Е/л

405 нм Абсорбция: ?4-Нитрофенола (4-NP)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)

Export date: Fri Nov 29 2:42:39 2024 / +0000 GMT

Анализируемый образец: сыворотка, плазма только с гепарином

\* **ВАЖНО:** Возможно немедленное определение всех энзимов, за исключением щёлочной фосфатазы, для которой необходимо инкубировать восстановленную сыворотку в течение 1 часа при 25°C (также размороженную)!!!