

# Фруктозамин (Fructosamine-Dac)

Product Categories: [Глюкоза и метаболиты углеводного обмена](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/glyukoza-i-metabolity-uglevodnogo-obmena/fruktozamin-fructosamine-dac/>

## Product Summary

Набор реагентов для определения Фруктозамина в сыворотке крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
Ft F100 VL	105 мл (2x50 мл+2x1 мл стандарт)

## Product Description

Фруктозамин (Fructosamine-Dac)

Метод Johnson-Baker Кинетический колориметрический

Сывороточные гликозилированные белки в щелочной среде восстанавливают: соли Нитросинего Тетразолия (НСТ) с образованием Формазана

Кинетический метод измерения: Нитросиний Тетразолий ? Формазан

Монореагент/жидкий

Линейность - 7 ммоль ДМФ, 800 мкмоль/л ГА

530 нм Абсорбция: ?Формазан

Стандарт: концентрация стандарта указана на флаконе со стандартом

Общий срок годности набора - 18 мес

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка без гемолиза