

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

Product Categories: [Глюкоза и метаболиты углеводного обмена](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/glyukoza-i-metabolity-uglevodnogo-obmena/glikozilirovannyj-gemoglobin-hba1c/>

Product Summary

Набор реагентов для определения Гликозилированного гемоглобина в цельной крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
Hb1c F70 VL	70 мл (1x60 мл+1x10 мл+1x1 мл стандарт), 20 опр.
Hb1c F175D	175 мл (1x150 мл+1x25 мл+1x1мл стандарт), 50 опр.

Product Description

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

Метод колориметрический ионообменный

Линейность - 20 %

415 нм (405-420 нм)

Стандарт: концентрация стандарта указана на флаконе со стандартом

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 21-26°C

Анализируемый образец: цельная венозная кровь