## Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)



Product Categories: Липиды и Липопротеины

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/xolesterin -lpvp-hdl-direct-fl/

## **Product Summary**

Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом (без осаждения).

Кат.№ Фасовка набора

HD F080 VL 80 мл (3х20 мл+1х20 мл) HD F245 VL 240 мл (9х20 мл+3х20 мл) HD F400 VL 400 мл (3х100 мл+1х100 мл)

## **Product Description**

Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)

Прямое иммуноингибирование липопротеинов LDL, VLDL, Хиломикроны, за исключением HDL. Образовавшиеся комплексы блокируют ферментативные реакции, за исключением ферментативной реакции с HDL

Ферментативно (ХЭ, ХО): ЛПВП ? Холестенон + Жирная кислота + Н2О2

Пероксидаза:  $H2O2 + [N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль] <math>+4-AA\Pi$ ?

Измерение по конечной точке: H2O2 + [N-этил-N-(2-Гидрокси-3- Сульфопропил)-3,5-Диметокси-4-Фторанилина натриевая соль] + 4-ААП? Комплекс

Биреагент/жидкий (3:1)

Линейность - 220 мг/дл

Чувствительность - 1 мг/дл

600 нм Абсорбция:?Комплекса, отражаемый (наблюдаемый) цвет - синий

Общий срок годности набора - 3 года Температура хранения набора 2-8°C Анализируемый образец: сыворотка