

ЦИНК (Zinc)

Product Categories: [Микроэлементы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/mikroelementy/cink-zinc/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Цинка в сыворотке, плазме, моче.

| Кат.№ | Фасовка набора |
|------------|---|
| ZN F125 VL | 125 мл (5x20 мл+5x5 мл+1x5 мл стандарт) |

Product Description

ЦИНК (Zinc)

Метод с хромогеном Nitro-PAPS

В щелочной среде хромоген Nitro-PAPS реагирует с Zn^{2+}

Измерение по конечной точке: Nitro-PAPS + Zn^{2+} ? Комплекс

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°C)

Линейность - 1000 мкг/дл (153 мкмоль/л)

Чувствительность - 5 мкг/дл

575 нм (570-582) Абсорбция: ?Комплекс, наблюдаемый пурпурный цвет

Стандарт 200 мкг/дл (30,59 мкмоль/л)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка (желательно), гепарин-плазма, моча