

# ЖЕЛЕЗО (FERENE)

Product Categories: [Показатели метаболизма железа](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/pokazateli-metabolizma-zheleza/zhelezo-ferene/>

## Product Summary

Кат.№ FRN 250 VL 250 мл (4x50мл+1x50мл)

Кат.№ FRN 500 VL 500 мл (8x50мл+1x100мл)

## Product Description

ЖЕЛЕЗО (FERENE)

Метод с Ференом, колориметрический

Измерение по конечной точке: Fe<sup>2+</sup> + Ферен ? Соединение

Биреагент/жидкий (4:1)

Линейность-107,4 мкмоль/л

Чувствительность-0,6 мкмоль/л

578-600 нм, (Абсорбция: ?Соединение), наблюдаемый желто-зелёный цвет

Стандарт 17,9 мкмоль/л