

## Железо (Iron CRX)



Product Categories: [Показатели метаболизма железа](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/pokazateli-metabolizma-zheleza/zhelezo-iron-crx/>

## Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Железа в сыворотке, плазме.

Кат.№	Фасовка набора
FEх F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
FEх F500 VL	500 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

## Product Description

Железо (Iron CRX)

Метод с Хромазуолом

Измерение по конечной точке: Fe<sup>3+</sup> + хромазуrol B (ХЗБ) + цетилтриметиламмонийбромидом (ЦТАБ) ? Комплекс

Монореагент/жидкий

Линейность - 500 мкг/дл (89,66 мкмоль/л)

Чувствительность - 12 мкг/дл (2 мкмоль/л)

630 нм (620-640) Абсорбция: ?Комплекс, наблюдаемый синий цвет

Стандарт 35,81 мкмоль/л

Общий срок годности набора - 4 года

Температура хранения набора 15-25°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма

\* Сыворотку и плазму отделить от коагулята в течение часа.