

Прямой билирубин (Direct Bilirubin FL)



Product Categories: [Показатели пигментного обмена](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/pokazateli-pigmentnogo-obmena/plyamoj-bilirubin-direct-bilirubin-fl/>

Product Summary

Набор реагентов для определения уровня Прямого билирубина в сыворотке, плазме крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
DB F125 VL	125 мл (4x25 мл+1x25 мл)
DB F500 VL	500 мл (8x50 мл+2x50 мл)

Product Description

Прямой билирубин (Direct Bilirubin FL)

Метод с диазотированным 2,4-дихлоранилином

Измерение по конечной точке: Билирубин + 2,4 Дихлоранилин ? Диазосоедине

Биреагент/жидкий (4:1)

Линейность - 13 мг/дл (221 мкмоль/л)

Чувствительность - 0,039 мг/дл

546 нм (530-560) Абсорбция: ?Диазосоединение, наблюдаемый красный цвет

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка и плазма

* Пробы должны быть защищены от прямых солнечных лучей.