

Фосфор (Phosphorus UV)



Product Categories: [Водно-электролитный обмен](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/vodno-elektrolitnyj-obmen/fosfor-phosphorus-uv/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Фосфора в сыворотке, плазме, моче.

Кат.№	Фасовка набора
PH F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
PH F500 VL	400 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Фосфор (Phosphorus UV)

Метод с Молибдатом аммония

Молибдат аммония реагирует с ионами фосфата ? фосфатмолибдатный комплекс

Измерение по конечной точке: Молибдат аммония + HPO42 - ? Комплекс

Монореагент/жидкий

Линейность - 20 мкг/дл (6,44 ммоль/л)

Чувствительность - 0,4 мг/дл (0,13ммоль/л)

340 нм, Абсорбция: ?Комплекс

Стандарт 5 мг/дл (1,61 ммоль/л)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), гепарин-плазма, моча 1:20

* Антикоагулянты: цитрат, оксалат и ЭДТА не должны использоваться.