

# Эстрадиол

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/estradiol/>

## Product Summary

Кат.№ ИФ02-08 VL 96 определений

7 калибровочных проб

1 проба контроль

40 образцов в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

## Product Description

Эстрадиол Метод: Одностадийный конкурентный ИФА

Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция - 10 -15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 30,0 пмоль/л

Специфичность: с эстроном-2,2%, с эстриолом -1,4%,и другими <0,01%

Диапазон определяемых концентраций: 30,0 - 18000 пмоль/л

Объём образца - 25 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма эстрадиола: у мужчин 30-220 пмоль/л, женщины фолликулярной фазе 30-700 пмоль/л, овуляции 125-1500 пмоль/л, лютеиновой фазе 100-960 пмоль/л, постменопаузе 30-160 пмоль/л, беременность 120000 пмоль/л