

# Фолликулостимулирующий гормон

Product Categories: [Репродуктивной системы](#), [Передняя доля гипофиза](#), [Репродуктивной системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/ifa-test-sistemy-gormony/reproduktivnoj-sistemy/folikulostimuliruyushhij-gormon/>

## Product Summary

Кат.№ ИФ02-05 VL 96 определений

6 калибровочных проб

1 проба контроль

41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

## Product Description

Фолликулостимулирующий гормон Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА

Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция - 10-15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 0,25 МЕ/л

Специфичность: не наблюдается с другими белками сыворотки

Диапазон определяемых концентраций: 0,25 - 120 МЕ/л

Объем образца - 20 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма ФСГ: у мужчин 0,8-13 МЕ/л, пик овуляции 10-20 МЕ/л, постменопауза 20-150 МЕ/л