

# ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН НЬА1С

Product Categories: [HbA1C Direct](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/glikozilirovannyj-gemoglobin/hba1c-direct/glikozilirovannyj-gemoglobin-nba1c/>

## Product Summary

Кат.№ HbA1C F42VL 42 мл (R1 1x35мл + R2 1x7мл)

Кат.№ HbA1C F30VL 30 мл (R1 1x25мл + R2 1x5мл)

## Product Description

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН НЬА1С

Определение глико-гемоглобина НЬА1с

Процедура предусматривает прямое тестирование процента удельной фракции НЬА1с (прямым иммунотурбидиметрическим методом с использованием латекса с моноклональным антителом)

Жидкие, стабильные и готовые к использованию

Образец: цельная кровь подвергается предварительной обработке перед использованием (гемолиз)

Биреагент

Диапазон измерения: 0 - 15 %

660 нм

Лиофилизированный калибратор НЬА1с и контрольный материал НЬА1с (цельная кровь) поставляются отдельно