

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН HbA1C

Product Categories: [HbA1C Direct](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/glikozilirovannyj-gemoglobin/hba1c-direct/glikozilirovannyj-gemoglobin-nba1c/>

Product Summary

Кат.№ HbA1C F42VL 42 мл (R1 1x35мл + R2 1x7мл)

Кат.№ HbA1C F30VL 30 мл (R1 1x25мл + R2 1x5мл)

Product Description

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН HbA1C

Определение глико-гемоглобина HbA1c

Процедура предусматривает прямое тестирование процента удельной фракции HbA1c (прямым иммунотурбидиметрическим методом с использованием латекса с моноклональным антителом)

Жидкие, стабильные и готовые к использованию

Образец: цельная кровь подвергается предварительной обработке перед использованием (гемолиз)

Биреагент

Диапазон измерения: 0 - 15 %

660 нм

Лиофилизированный калибратор HbA1c и контрольный материал HbA1c (цельная кровь) поставляются отдельно