

# КАПША ЛЁГКАЯ ЦЕПЬ

Product Categories: [Специфические белки](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/turbidimetriya/immunoturbidimetricheskie-nabory/specificheskie-belki/kappa-lyogkaya-cep/>

## Product Summary

Кат.№ КЛЦ F55VL 55 мл (R1 1x50мл + R2 1x5мл)

## Product Description

КАПША ЛЁГКАЯ ЦЕПЬ

Количественный иммунотурбидиметрический тест

Фиксированное время

Многоточечная калибровочная кривая.

Стабильные, жидкие и готовые к использованию реагенты (R1 = буфер, R2 = антисыворотка)

Образец: моча (Bence Jones Protein) или сыворотка, в зависимости от используемой системы калибровки

БИРЕАГЕНТ

Диапазон измерения: сыворотка: 40–800 мг/дл; моча: 0-340 мг/дл

Эффект прозоны: отсутствует

340 нм

Для исследования мочи поставляются отдельно жидкий и готовый к применению педиатрический калибратор и детский контроль