

Реагенты для гематологических анализаторов

Product Categories: [Гематологические реагенты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gematologicheskie-issledovaniya/konduktometriya/gematologicheskie-reagenty/reagenty-dlya-gematologicheskix-analizatorov/>

Product Summary

Кат.№ ГРVL

Реагенты для гематологических анализаторов

Product Description

Реагенты для гематологических анализаторов

Кат.№

Наименование

Объем, л

Аналог

10 тыс. иссл.

Прим.

Анализатор Abacus Junior, Arcus (Абакус, Юниор, Аркус)

ГР036009

Изотонический

10

Abaton Diluent

32

ГР036006

Лизирующий раствор

1

Abalyse

9

ГР036007

Очищающий раствор

0.25

Дополнительный

1

См. *)

ГР036002

Промывающий раствор

1

Abaclean

14

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

Анализатор Abacus Junior vet (Абакус Юниор вет)

ГР036101

Изотонический

10

Diluent Diff

32

ГР036102

Лизирующий раствор

1

Lyse Diff

9

ГР036103

Промывающий раствор

1

Rinse

4

ГР036104

Промывающий раствор

5

Cleaner

2

ГР036105

Очищающий раствор

0.1

Hypoclean

1

АнализаторADVIA 60 (Адвия 60)

ГР084001

Изотонический

10

sysDIL

21

ГР084002

Лизирующий раствор

1

sysLYSE

6

ГР084008

Очищающий раствор

0.25

sysCLEAR

4

ГР084009

Промывающий раствор

1

sysKLEN

20

См. *)

ГР084006

Промывающий раствор

1

sysKLEN

20

См. **)

*) Базовый – цвет: бесцветный

***) Вариантный – цвет: голубой

АнализаторALCON 871 (Алкон 871)

ГР014001

Изотонический

10

Isotonic Diluent

18

ГР014007

Лизирующий раствор

6x0.02

Hemoglobin Lyse

8

ГР014005

Очищающий раствор

0.25

Дополнительный

1

См. *)

ГР014003

Промывающий раствор

1

Celloclean E

15

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

АнализаторALCON AL300 (Mod.961) (Алкон АЛ300 (Мод.961))

ГР043004

Изотонический

10

Celloton

13

ГР043002

Лизирующий раствор

1

Cellolyse

6

ГР043003

Промывающий раствор

1

Celloclean

6

АнализаторАРД-22

ГР092201

Изотонический

10

Diluent

21

ГР092202

Лизирующий раствор

1

Lyse

4

ГР092204

Очищающий раствор

0.1

Probe Detergent

1

ГР092203

Промывающий раствор

5

Detergent

8

Анализатор Baker 9000, 9020, 9120 (Бейкер 9000, 9020, 9120)

ГР013018

Изотонический

10

Нема-Line Diff

20

ГР013011

Лизирующий раствор

5

Нема-Lyse Diff

4

ГР013012

Очищающий раствор

5

Auto-Clean

8

ГР013002

Промывающий раствор

10

Нема-Rinse

14

Анализатор Baker Serono 9010 (Бейкер 9010 8-параметр.)

ГР034009

Изотонический

10

Нема-Line Diff

20

ГР034007

Лизирующий раствор

5

Нема-AutoLyse

4

ГР034008

Очищающий раствор

5

Auto-Clean

8

ГР034002

Промывающий раствор

10

Нема-Rinse

14

АнализаторBIOSEN (Биосен)

БГ010005

Калибровочный раствор

0.05

Glukose-Standard

8

БГ010008

Промывающий раствор

0.02

Systemcleaner

1

БГ010002

Системный реагент

5

Systemlosung

4

Анализатор ВС-1800, 3000, 3000Plus, 3200

ГР083006

Изотонический

10

Diluent

27

ГР083001

Изотонический

10

Diluent

27

См. *)

ГР083002

Лизирующий раствор

1

Lyse

5

ГР083005

Очищающий раствор

0.06

Probe Cleanser

3

ГР083004

Промывающий раствор

0.05

E-Z Cleanser

6

ГР083003

Промывающий раствор

10

Rinse

7

*) Вариант для работы в режиме предилуции

Анализатор ВС-2000, ВС-2300

ГР089001

Изотонический

10

Diluent

50

ГР089002

Лизирующий раствор

1

Lyse

5

ГР089004

Очищающий раствор

0.06

Probe Cleanser

1

ГР089003

Промывающий раствор

1

Cleaner

1

Анализатор ВС-2800

ГР090006

Изотонический

10

Diluent

31

ГР090001

Изотонический

10

Diluent

31

См. *)

ГР090002

Лизирующий раствор

1

Lyse

5

ГР090005

Очищающий раствор

0.06

Probe Cleanser

2

ГР090004

Промывающий раствор

0.05

E-Z Cleanser

4

ГР090003

Промывающий раствор

10

Rinse

10

*) Вариант для работы в режиме предилуции

АнализаторBC-2800vet / PCE-90vet

ГР091601

Изотонический

10

V-28 Diluent

35

ГР091602

Лизирующий раствор

1

V-28 CFL Lyse

5

ГР091605

Очищающий раствор

0,06

Probe Cleanser

2

ГР091603

Промывающий раствор

10

V-28 Rinse

10

ГР091604

Промывающий раствор

0,05

E-Z Cleanser

4

Анализатор ВСС-3000В (ВСС-3000В)

ГР091501

Изотонический

10

Diluent

29

ГР091502

Лизирующий раствор

1

Lyse

4

ГР091505

Очищающий раствор

0.1

Probe Cleaner

2

ГР091506

Промывающий раствор

10

Cleanser (detergent)

16

ГР091504

Промывающий раствор

0.05

E-Z Cleanser

3

АнализаторВТ2100 (Excell 18)

ГР044005

Изотонический

10

Diluid III Diff

36

ГР044002

Лизирующий раствор

1

CyMet III Diff

9

ГР044006

Очищающий раствор

0.1

ProClean Plus

1

ГР044003

Промывающий раствор

5

Proclean (Enzym.)

31

АнализаторHemaLit 3000, 3300 (ГемаЛит 3000, 3300)

ГР090701

Изотонический

10

Diluent

32

ГР090702

Лизирующий раствор

1

Lytic Reagent

7

ГР090704

Очищающий раствор

0,1

Probe Detergent

1

ГР090703

Промывающий раствор

5

Detergent

17

Анализатор Нема-Screen 13 (Гемаскрин 13)

ГР041001

Изотонический

10

Изотонический р-р

21

ГР041005

Лизирующий раствор

6x0.02

Лизирующий р-р

8

ГР041004

Очищающий раствор

0.25

Гипохлоритный р-р

1

ГР041002

Промывающий раствор

1

Моющий р-р

8

АнализаторНема-Screen 18 (Гемаскрин 18)

ГР047005

Изотонический

10

Изотонический р-р

32

ГР047002

Лизирующий раствор

1

Лизирующий р-р

9

ГР047003

Промывающий раствор

1

Моющий р-р

14

АнализаторHema-Screen 5, 7, 8, 10 (Гемаскрин 5, 7, 8, 10)

ГР021001

Изотонический

10

Изотонический р-р

20

ГР021008

Лизирующий раствор

6x0.02

Лизирующий р-р

6

ГР021007

Очищающий раствор

0.25

Гипохлоритный р-р

1

ГР021002

Промывающий раствор

1

Моющий р-р

10

АнализаторГемоальт АГП-01/5

ГР065005

Изотонический

10

10

ГР065006

Лизирующий раствор

0.25

16

ГР065007

Очищающий раствор

0.25

4

ГР065008

Промывающий раствор

5

2

АнализаторGRANIS 3 mod.12 (Гранис 3 мод.12)

ГР074001

Изотонический

10

33

ГР074002

Лизирующий раствор

1

9

ГР074009

Очищающий раствор

0.25

2

См. *)

ГР074003

Промывающий раствор

5

19

ГР074004

Промывающий раствор

1

2

См. **)

*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения ("Shutdown").

Анализатор GRANIS II, 3 mod.8,18 (Гранис II, 3 мод.8,18)

ГР073006

Изотонический

10

33

ГР073002

Лизирующий раствор

1

9

ГР073007

Лизирующий раствор

1

9

См. ***)

ГР073009

Очищающий раствор

0.25

2

См. *)

ГР073003

Промывающий раствор

5

19

ГР073004

Промывающий раствор

1

2

См. **)

*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения. ***) Ветеринарный

АнализаторDatacell 16, 18, 20 (Датасел 16, 18, 20)

ГР008009

Изотонический

10

Hematon Plus

32

ГР008010

Лизирующий раствор

1

Datalyse diff

10

ГР008008

Промывающий раствор

5

Dataclean

14

АнализаторEZ-822

ГР064001

Изотонический

10

Изотонический р-р

24

ГР064002

Лизирующий раствор

6x0.02

Лизирующий р-р

10

ГР064005

Очищающий раствор

0.25

Очиститель входа

1

См. *)

ГР064004

Промывающий раствор

1

EZ-CLEAN

6

ГР064003

Промывающий раствор

5

HGB промывочный р-р

44

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

АнализаторCobas Minos STX (Кобас Минос STX)

ГР035007

Изотонический

10

MINOTON LMG

34

ГР035003

Лизирующий раствор

1

MINOLYSE

11

ГР035008

Очищающий раствор

1

MINOCLAIR

5

ГР035006

Промывающий раствор

5

MINOTERGE

5

АнализаторCoulter AcT diff (Культер AcT дифф)

ГР085007

Набор реагентов

2x10+2*0,2

diff AcT Pak

10

ГР085011

Очищающий раствор

0.25

1

ГР085009

Промывающий раствор

0.25

AcT Rince Shutdown

8

АнализаторCoulter MD-8, 18 (Культер МД-8, 18)

ГР016007

Изотонический

10

MICRO-PAK

20

ГР016006

Лизирующий раствор

1

COULTER CLENZ

6

ГР016003

Промывающий раствор

0.1

MICRO-PAK

10

АнализаторCoulter T540, 840, 890, 660 (Культер T540, 840, 890, 660)

ГР031001

Изотонический

10

ISOTON

32

ГР031006

Лизирующий раствор

1

LYSE S

10

ГР031005

Промывающий раствор

5

CLENZ

8

АнализаторMedonic 470, 490 (Медоник 470, 490)

ГР010001

Изотонический

10

17

ГР010011

Лизирующий раствор

6x0.02

8

ГР010008

Очищающий раствор

0.25

1

ГР010006

Промывающий раствор

1

6

ГР010010

Промывающий раствор

5

12

Анализатор Medonic 530, 620 Mimer (8-парам.) (Медоник 530, 620 Mimer 8-парам.)

ГР019001

Изотонический

10

22

ГР019002

Лизирующий раствор

10

12

ГР019009

Очищающий раствор

0.25

1

ГР019008

Промывающий раствор

1

1

АнализаторMedonic 530, 620 (Oden, Thor, Loke) (Медоник 530, 620 Oden, Thor, Loke)

ГР020011

Изотонический

10

22

ГР020002

Лизирующий раствор

10

12

ГР020009

Очищающий раствор

0.25

1

ГР020008

Промывающий раствор

1

1

Анализатор Micros 60 OT 16/18 (Микрос 60 OT 16/18)

ГР087001

Изотонический

10

MINIDIL LMG

21

ГР087002

Лизирующий раствор

1

MINILYSE LMG

6

ГР087005

Очищающий раствор

0.25

MINOCLEAR

4

ГР087006

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. *)

ГР087004

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. **)

*) Базовый – цвет: бесцветный

***) Вариантный – цвет: голубой

Анализатор Micros 60 OT 8 (Микрос 60 OT 8)

ГР048001

Изотонический

10

MINIDIL

21

ГР048003

Лизирующий раствор

1

MINILYSE

6

ГР048005

Очищающий раствор

0.25

MINOCLEAR

4

ГР048006

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. *)

ГР048002

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. **)

*) Базовый – цвет: бесцветный

***) Вариантный – цвет: голубой

Анализатор Micros OT 8 (МикросОТ 8)

ГР028001

Изотонический

10

MINIDIL

21

ГР028006

Лизирующий раствор

1

MINILYSE

6

ГР028007

Очищающий раствор

0.25

MINOCLEAR

4

ГР028008

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. *)

ГР028002

Промывающий раствор

1

MINICLEAN

20

См. **)

*) Базовый – цвет: бесцветный

***) Вариантный – цвет: голубой

Анализатор Micros OT 16/18 (Микрос ОТ 16/18)

ГР029006
Изотонический
10
MINIDIL LMG
21

ГР029003
Лизирующий раствор
1
MINILYSE LMG
6

ГР029007
Очищающий раствор
0.25
MINOCLEAR
4

ГР029002
Промывающий раствор
1
MINICLEAN
20

АнализаторМісго СС-18 (МикроСС-18)

ГР091101
Изотонический
10
Diluent Solution
32

ГР091102
Лизирующий раствор
1
Hemolysis reagent
7

ГР091104

Очищающий раствор

0,1

Hyochlorite solution

4

ГР091103

Промывающий раствор

1

Cleaning sol.M-6

15

АнализаторМісго СС-20 Plus (МикроСС-20 Плюс)

ГР090605

Изотонический

10

18

См.*)

ГР090601

Изотонический

10

18

ГР090602

Лизирующий раствор

1

6

ГР090606

Лизирующий раствор

1

6

См.*)

ГР090607

Очищающий раствор

0.25

1

ГР090603

Промывающий раствор

1

15

*) Бесциановый комплект реагентов

Анализатор Minitron (Минитрон)

ГР026001

Изотонический

10

11

ГР026006

Лизирующий раствор

6x0.02

8

ГР026007

Очищающий раствор

0.25

1

ГР026002

Промывающий раствор

1

5

Анализатор Mythic 18 (Мифик 18)

ГР076001

Изотонический

10

DILUENT

14

ГР076006

Лизирующий раствор

1

LYSING REAGENT

4

ГР076004

Очищающий раствор

0.25

DEPROTEINISER

1

См. *)

ГР076003

Промывающий раствор

1

CLEANER

6

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

АнализаторHC 5710 (Exell 5710)

ГР037006

Изотонический

10

Diluid Azide Free

20

ГР037007

Лизирующий раствор

6x0.02

Lyzeglobin

8

ГР037004

Очищающий раствор

0.25

Дополнительный

1

См. *)

ГР037003

Промывающий раствор

1

Detectoderge

8

ГР037010

Промывающий раствор

5

Blanking Sol. Hgb

20

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

Анализатор Picoscale (Пикоскель/Лаборскель)

ГР033001

Изотонический

10

22

ГР033007

Лизирующий раствор

6x0.02

8

ГР033003

Лизирующий раствор

0.1

10

Вариант

ГР033005

Очищающий раствор

0.25

1

ГР033002

Промывающий раствор

1

8

*) Взамен ГР33007, требует дозирования пипеточным дозатором или перелива в капельницу.

Анализатор

Rayto RT-7600, 7600s

ГР093001

Изотонический

10

18

ГР093002

Лизирующий раствор

1

6

ГР093007

Очищающий раствор

0.25

1

ГР093003

Промывающий раствор

1

15

Анализатор

Swelab AC900, 910 (Свелаб AC900, 910)

ГР058004

Изотонический

10

Diluid AC900

20

ГР058002

Лизирующий раствор

5

Cyanide Free Lyse Diff

8

ГР058003

Промывающий раствор

0.1

ProClean Plus

9

Анализатор

Swelab AC920, AC970 (Свелаб AC920, AC970)

ГР023009

Изотонический

10

Diluid AC900

30

ГР023007

Лизирующий раствор

5

Cyanide Free Lyse Diff

6

ГР023006

Промывающий раствор

5

Detectoterge

3

ГР023004

Промывающий раствор

0.1

ProClean Plus

5

Анализатор

Cell-Dyn 1300-2000 (Селл-Дин 1300-2000)

ГР022010

Изотонический

10

Diff-Screen Diluent

38

ГР022011

Лизирующий раствор

1

Diff-Screen Lyse

10

См. *)

ГР022003

Лизирующий раствор

1

Diff-Screen Lyse

10

ГР022008

Промывающий раствор

5

Diff-Screen Detergent

32

ГР022012

Промывающий раствор

0.1

Enz.Cleaner

1

*) Бесциановый вариант лизирующего раствора

Анализатор

Cell-Dyn 300, 900 (СеллДин 300, 900)

ГР002001

Изотонический

10

24

ГР002010

Лизирующий раствор

6x0.02

12

ГР002007

Очищающий раствор

0.25

1

ГР002011

Промывающий раствор

5

32

ГР002005

Промывающий раствор

1

6

См. *)

*) Для заполнения анализатора после окончания работы.

Анализатор

CELLY 70 (Селли 70)

ГР090406

Изотонический

10

Hematon Plus

20

ГР090407

Лизирующий раствор

0.25

Cellyse

12

ГР090408

Очищающий раствор

0.1

Ogiclean

1

См. *)

ГР090403

Промывающий раствор

10

Hemaref II

11

ГР090404

Промывающий раствор

1

Hemaclean

1

*) На основе гипохлорита Na для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

Анализатор

Celltac МЕК 5103К - 5108К, 5204К - 5208К (МЕК 5103К - 5108К, 5204К - 5208К)

ГР024001

Изотонический

10

Isotonac

24

ГР024009

Лизирующий раствор

6x0.02

Немолюнас

9

ГР024004

Очищающий раствор

0.25

Дополнительный

1

См. *)

ГР024002

Промывающий раствор

1

Дополнительный

2

См. **)

ГР024008

Промывающий раствор

5

Cleanac

2

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для заполнения анализатора после окончания работы.

Анализатор

Celltac МЕК 5216К (Селтак МЕК 5216К)

ГР090301

Изотонический

10

24

ГР090302

Лизирующий раствор

6x0.02

9

ГР090304

Очищающий раствор

0.25

1

См. *)

ГР090303

Промывающий раствор

5

2

ГР090305

Промывающий раствор

1

1

См. **)

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора. **) Для промывки анализатора в процедуре выключения ("Shutdown").

Анализатор

Celltac MEK 6108K (Селтак MEK 6108K)

ГР025006

Изотонический

10

Isotonac-3

26

ГР025007

Лизирующий раствор

1

Немолупас-3

14

ГР025005

Очищающий раствор

5

Cleanac-3

8

Анализатор

Celltac MEK 6318K (Селлтак MEK 6318K)

ГР069004

Изотонический

10

40

ГР069006

Лизирующий раствор

1

6

ГР069003

Очищающий раствор

5

1

См. *)

ГР069005

Промывающий раствор

5

2

*) Для профилактической очистки/дезинфекции анализатора

Анализатор

Celltac МЕК 6400К, 6410К (Селлтак МЕК 6400К, 6410К)

ГР086001

Изотонический

10

32

ГР086003

Лизирующий раствор

1

6

ГР086005

Лизирующий раствор

5

1

См. **)

ГР086004

Очищающий раствор

1

1

См. *)

ГР086002

Промывающий раствор

5

2

*) Для профилактической очистки/дезинфекции анализатора

**) Вариантный

Анализатор

Serono 150+ (Сероно Система150+)

ГР032001

Изотонический

10

Наема-Line 2

22

ГР032008

Лизирующий раствор

6x0.02

Наема-Lyse 100

8

ГР032005

Очищающий раствор

0.25

Наема-Clean 100

1

ГР032004

Промывающий раствор

1

Наема-Clean PM

6

ГР032009
Промывающий раствор
5
Наема-Rinse
36

Анализатор
Sysmex 500, 520 (Сисмекс 500, 520)

ГР027006
Изотонический
10
Cellpack
29

ГР027011
Лизирующий раствор
6x0.02
Quicklyser
8

ГР027003
Лизирующий раствор
0.1
Quicklyser
10
Вариант

ГР027008
Очищающий раствор
0.25
Cellclean 1:10
1
См. **)

ГР027005
Промывающий раствор

1

Manoresh

8

*) Взамен ГР27011 в случае использования дилютора со встроенным дозатором гемолитика. **) Гипохлоритный р-р 0.6%, готов к применению, соответствует Cellclean, разведенному 1:10.

Анализатор

Sysmex 800, 820 (Сисмекс 800, 820)

ГР001006

Изотонический

10

Cellpack

29

ГР001003

Лизирующий раствор

0.1

Quicklyser-II

10

Вариант

ГР001011

Лизирующий раствор

6x0.02

Quicklyser-II

8

ГР001008

Очищающий раствор

0.25

Cellclean, но 1:10

1

См. **)

ГР001005

Промывающий раствор

1

Manoresh

8

*) Взамен ГР01011 в случае использования дилютора со встроенным дозатором гемолитика. **) Гипохлоритный р-р 0.6%, готов к применению, соответствует Cellclean, разведенному 1:10.

Анализатор

Sysmex K-800, 1000 (Сисмекс К-800, 1000)

ГР017001

Изотонический

10

Cellpack

28

ГР017012

Лизирующий раствор

5

Sulfolyser

2

Вариант

ГР017011

Лизирующий раствор

5

Stomatolyser 3WP

2

ГР017013

Лизирующий раствор

5

Stromatolyser-C

2

ГР017006

Очищающий раствор

0.1

Cellclean

1

ГР017009

Промывающий раствор

1

Дополнительный

2

См. **)

*) Взамен ГР17013. Заказывать только тот тип лизирующего р-ра, который установлен на анализаторе (для смены типа требуется специальная процедура!). **) Для заливки в счетные камеры на ночь после окончания работы.

Анализатор

Sysmex КХ-21 (Сисмекс КХ-21)

ГР039001

Изотонический

10

Cellpack

30

ГР039004

Лизирующий раствор

0,5

Stomatolyser WH

24

ГР039003

Очищающий раствор

0.1

Cellclean

1

Анализатор

Twincell (Твинсел)

ГР045001

Изотонический

10

21

ГР045005

Лизирующий раствор

6x0.02

8

ГР045004

Очищающий раствор

0.25

1

ГР045002

Промывающий раствор

1

8

См. *)

*) Для заполнения анализатора после окончания работы.

Анализатор

Urit-3000Plus (Урит-3000Плюс)

ГР092401

Изотонический

10

Diluent

33

ГР092402

Лизирующий раствор

1

Lytic Reagent

8

ГР092405

Очищающий раствор

0,25

Probe cleaner

1

ГР092403

Промывающий раствор

5

Detergent

18

ГР092404

Промывающий раствор

0,1

Probe Detergent

7

Анализатор

Нусел 1020 (Хайсел 1020)

ГР007014

Изотонический

10

Hematon Plus

24

ГР007003

Лизирующий раствор

1

Datalyse diff

12

ГР007008

Очищающий раствор

0.25

Probe Cleaner

1

ГР007007

Промывающий раствор

1

Hemaclean

6

ГР007011

Промывающий раствор

5

Hemaref II

44

Анализатор

Hysel 510, 520 (Хайсел 510, 520)

ГР006001

Изотонический

10

Hematon

24

ГР006014

Лизирующий раствор

6x0.02

Hemalyse

8

ГР006011

Очищающий раствор

0.25

Probe Cleaner

1

ГР006009

Промывающий раствор

1

Hemaclean

6

ГР006015

Промывающий раствор

5

Hemaref II

44

Анализатор

HumaCount, HumaCount Plus (ХюмаКаунт, ХюмаКаунт Плюс)

ГР078001

Изотонический

10

HC Dil

32

ГР078002

Лизирующий раствор

1
НС Lyse
9

ГР078004
Очищающий раствор
0.25
Дополнительный
1
См. *)

ГР078003
Промывающий раствор
1
НС Clean
14

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.

Анализатор
Exell 500 (Эксель 500)

ГР063001
Изотонический
10

24

ГР063002
Лизирующий раствор
6x0.02

12

ГР063005
Очищающий раствор

0.25

1

ГР063003

Промывающий раствор

1

6

См. *)

ГР063004

Промывающий раствор

5

32

*) Для заполнения анализатора после окончания работы.

Анализатор

Exell -10 (Эксель-10)

ГР052001

Изотонический

10

36

ГР052002

Лизирующий раствор

1

10

ГР052004

Промывающий раствор

0.1

1

ГР052003

Промывающий раствор

5

24

Анализатор Эрма PCE-80 (Эрма PCE-80)

ГР050001

Изотонический

10

Diluent solution

18

ГР050006

Лизирующий раствор

6x0.02

Hemolyzer

6

ГР050003

Промывающий раствор

5

Clear cleaning solution

22

ГР050004

Промывающий раствор

1

Cleaning solution

8

Анализатор

Erma PCE-140, PCE-170 (Эрма PCE-140, PCE-170)

ГР046005

Изотонический

10

Diluent solution

29

ГР046004

Лизирующий раствор

6x0.02

Hemolyzer DL-1

6

ГР046003

Промывающий раствор

5

Cleaning sol. M-6

4

Анализатор Erma PCE-210 (Эрма PCE-210)

ГР061006

Изотонический

10

Diluent Solution

32

ГР061007
Лизирующий раствор
1
Hemolysis reagent
7

ГР061004
Очищающий раствор
0.1
Hypochlorite solution
4

ГР061002
Промывающий раствор
1
Cleaning sol. M-6
15

Анализатор Ерма PCE-90 (Эрма PCE-90)

ГР054001
Изотонический
10
Diluent solution
27

ГР054002
Лизирующий раствор
6x0.02
Hemolyzer DL-1
8

ГР054004
Очищающий раствор

0.25

Нипочлорит раствор

1

ГР054003

Промывающий раствор

1

Cleaning solution M-6

10

Анализатор

Erba Elite 3 (Элайт 3)

ГР091401

Изотонический

10

Erba Diluent Diff

32

ГР091402

Лизирующий раствор

1

Erba Lyse Diff

9

ГР091404

Очищающий раствор

0.1

Erba Нуросclean

1

ГР091403

Промывающий раствор

1

Erba Cleaner

10

Анализатор

ЭЦ-59

БР010003

Калибровочный р-р БС-0

0.1

6

БР010010

Калибровочный р-р БС-1

0.1

3

БР010011

Калибровочный р-р БС-2

0.1

3

БР010012

Промывающий раствор

0.2

5

БР010008

Раствор солевого мостика

0.25

2

АнализаторЭЦ-59 (А)

БР012003

Калибровочный р-р БС-0

0.1

2

БР012006

Калибровочный р-р БС-1

0.1

3

БР012007

Калибровочный р-р БС-2

0.1

3

БР012005

Промывающий раствор

0.25

14

АнализаторЭЦ-59 М (Кролит-01)

БР014009

Калибровочный р-р БС-0

0.1

15

БР014006

Калибровочный р-р БС-2

0.1

3

БР014007

Промывающий раствор

0.2

2

БР014008

Раствор солевого мостика

0.25

3

Анализатор UniCell (ЮниСелл)

ГР070005

Изотонический

10

20

ГР070006

Лизирующий раствор

10

4

ГР070004

Очищающий раствор

5

1

См. *)

ГР070003

Промывающий раствор

1

1

*) На основе гипохлорита Na (0.6%), для глубокой очистки/дезинфекции анализатора.