

Гематоксилин Гарриса

Product Categories: [Красители](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/krasiteli-gistologicheskie-issledovaniya/gematoksilin-garrisa/>

Product Description

Гематоксилин Гарриса

Фасовка: 1 л

Назначение

Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах.

Гематоксилин Гарриса предназначен для быстрой прогрессивной окраски материала срочных биопсий, для окраски гематоксилин-эозином и для использования в качестве красителя ядер клеток при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле). Продолжительность окраски при использовании прогрессивного способа для различных целей и объектов колеблется от 15 с до 5 минут. При необходимости более длительной экспозиции и в случае регрессивного способа окраски может потребоваться разбавление основного раствора. Для этих целей рекомендуется использовать специально разработанный "Разбавитель гематоксилина", который обеспечит длительную сохранность рабочего раствора красителя. Не содержит ртути.

Результат

В результате окраски гематоксилином ядра клеток приобретают синий цвет.