

Ёмкости и сосуды для окраски

Product Categories: [Расходные материалы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/rasxodnye-materialy-gistologicheskie-issledovaniya/yomkosti-i-sosudy-dlya-okraski/>

Product Description

Ёмкости и сосуды для окраски

Ёмкость для окраски по Папаниколау (20 стёкол)

Ёмкость с крышкой из прозрачного стекла. Предназначена для окраски микропрепаратов.

Ёмкость рекомендуется использовать совместно с держателем на 20 стекол.

Держатель на 20 стекол, сталь

Держатель из нержавеющей стали на 20 стекол(толщина стекол 1,0-1,1 мм). Используется на этапе окраски микропрепаратов . Держатель рекомендуется использовать совместно с ёмкостью для окраски по Папаниколау (20 стёкол).

Сосуд для окраски на 30 стекол (стекло)

Сосуд с крышкой из прозрачного стекла для окраски на 30 стекол. Сосуд для окраски на 30 стекол рекомендуется использовать совместно с Корзиной на 30 стекол.

Корзина на 30 стекол, сталь

Корзина с ручкой из нержавеющей стали на 30 стекол(толщина стекол 1,0-1,2 мм). Используется на этапе окраски микропрепаратов . Корзину на 30 стекол рекомендуется использовать совместно с Сосудом для окраски на 30 стекол (стекло).

Сосуд для окраски на 60 стекол (стекло)

Сосуд с крышкой из прозрачного стекла для окраски на 60 стекол. Сосуд для окраски на 60 стекол рекомендуется использовать совместно с Корзиной на 60 стекол.

Корзина на 60 стекол, сталь

Корзина с ручкой из нержавеющей стали на 60 стекол(толщина стекол 1,0-1,2 мм). Используется на этапе окраски микропрепаратов . Корзину на 60 стекол рекомендуется использовать совместно с Сосудом для окраски на 60 стекол (стекло).