

Реактивы для декальцификации

Product Categories: [Реактивы](#), [Реагенты](#), [Среды](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-dlya-dekalcifikacii/>

Product Summary

Декальцинирующие растворы являются необходимыми реагентами при работе с костным материалом. Используются после полной фиксации материала и позволяют эффективно удалить соли кальция, сохраняя при этом клеточные элементы органического матрикса кости.

Product Description

Реактивы для декальцификации

Декальцинирующие растворы являются необходимыми реагентами при работе с костным материалом. Используются после полной фиксации материала и позволяют эффективно удалить соли кальция, сохраняя при этом клеточные элементы органического матрикса кости.

Наименование	Фасовка	Описание
--------------	---------	----------

Декальцинирующий раствор СофтиДек		
-----------------------------------	--	--

500 мл		
--------	--	--

Декальцинирующий раствор предназначен для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами). После декальцинации может быть использован ряд методов иммуноцитохимии, которые позволяют выявлять сохраняющиеся (после обработки кислотами) антигены.		
--	--	--

2500 мл		
---------	--	--

Электролитный декальцинирующий раствор, 500 мл		
--	--	--

500 мл		
--------	--	--

Декальцификатор с высокой скоростью действия, смесь соляной и муравьиной кислот. Активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях.		
--	--	--