

# Реактивы для декальцификации

Product Categories: [Реактивы](#), [Реагенты](#), [Среды](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-dlya-dekalcifikacii/>

## Product Summary

Декальцинирующие растворы являются необходимыми реагентами при работе с костным материалом. Используются после полной фиксации материала и позволяют эффективно удалить соли кальция, сохраняя при этом клеточные элементы органического матрикса кости.

## Product Description

Реактивы для декальцификации

Декальцинирующие растворы являются необходимыми реагентами при работе с костным материалом. Используются после полной фиксации материала и позволяют эффективно удалить соли кальция, сохраняя при этом клеточные элементы органического матрикса кости.

Наименование Фасовка Описание

Декальцинирующий раствор СофтиДек

500 мл

Декальцинирующий раствор предназначен для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами). После декальцинации может быть использован ряд методов иммуноцитохимии, которые позволяют выявлять сохраняющиеся (после обработки кислотами) антигены.

2500 мл

Электролитный декальцинирующий раствор, 500 мл

500 мл

Декальцификатор с высокой скоростью действия, смесь соляной и муравьиной кислот. Активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях.