

# Среда для заключения препаратов

Product Categories: [Реактивы](#), [Реагенты](#), [Среды](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-gistologicheskie-issledovaniya/sreda-dlya-zaklyucheniya-preparatov/>

## Product Summary

Синтетическая монтирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов. Аналог канадского бальзама и полистирола.

## Product Description

Среда для заключения препаратов

Синтетическая монтирующая среда для заключения гистологических и цитологических препаратов. Аналог канадского бальзама и полистирола.

Состав: смесь акриловых смол в ксилоле. Время высыхания 20 – 30 минут. Не образует пузырьков. Идеальные оптические свойства коэффициент преломления – 1,5. Стабильна при воздействии влажности, температуры, УФ лучей. Экономный расход среды 500 мл ? 10000 препаратов.

Фасовка – 500 мл