

Транспортные среды

Product Categories: [Реактивы](#), [Реагенты](#), [Среды](#)

Product Page: <http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/reaktivy-gistologicheskie-issledovaniya/transportnye-sredy/>

Product Summary

Среда для транспортировки и хранения гистологического материала, представляет собой герметичные емкости с готовым к использованию фиксатором. Каждая ёмкость имеет этикетку с полями для записи.

Product Description

Транспортные среды

Среда для транспортировки и хранения гистологического материала, представляет собой герметичные емкости с готовым к использованию фиксатором. Каждая ёмкость имеет этикетку с полями для записи.

Объем Фасовка

Формалин

10 мл

50 шт./уп

Формалин

50 мл

15 шт./уп

Формалин

150 мл

12 шт./уп

Формалин

500 мл

4 шт./уп

Формалин

2500 мл

1 шт./уп

Формалин

5000 мл

1 шт./у

Фиксаторы Фасовка Описание

1 л, 5 л, 10 л

Универсальный фиксатор для тканей различных типов.

Формалин применяют для фиксации гистологического материала

Технический формалин 37-40% не подходит для фиксации гистологических объектов. Из него готовят 10% забуференный раствор, который отличается большей стабильностью.

Фармакологическое действие

Забуференный формалин в 10% растворе лишен этих недостатков:

-формалин не образует пигмента

-формалин устойчив к разложению

-забуференный формалин поставляется в лаборатории как в больших ёмкостях (0,5-10 литров), так и в герметичных малообъёмных ёмкостях

-формалин в виде 10% водного раствора забуференного может использоваться для фиксации образцов в иммуногистохимии