

Дегидроэпиандростерон-сульфат

Product Categories: [Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/gormonalnye-issledovaniya/absorbciya-gormonalnye-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz/gipotalamo-gipofizarno-nadpochechnikovoj-sistemy-immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/degidroepiandrosteron-sulfat/>

Product Summary

Кат.№ ИФ03-02 VL

- 96 определений
- 7 калибровочных проб
- 1 проба контроль
- 40 образцов в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки
Срок годности 12 мес

Product Description

Дегидроэпиандростерон-сульфат
Метод: Одностадийный конкурентный ИФА
Иммунохимическая реакция - 1 час при + 37°C
Ферментативная реакция - 10-15 мин при + 37°C
Чувствительность: не более 0,04 мкмоль/л
Специфичность: с 11-дезоксикортизолом-0,9%, с кортикостероном -0,6%, преднизолоном — 6%, с другими стероидами <0,08%
Диапазон определяемых концентраций: 0,04 — 30 мкмоль/л
Объём образца — 20 мкл
450 нм (ТМБ)
Норма ДГА-С: у мужчин 2,5-11 мкмоль/л; женщины: пременопаузе 1,5-10 мкмоль/л, постменопаузе 0,2-6,5 мкмоль/л, при беременности 0,5-3,2 мкмоль/л