

Общий ПСА

Product Categories: [Тест-системы онкомаркёров](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/fotometriya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya/absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/immunofermentnyj-analiz-absorbciya-immunologicheskie-issledovaniya/test-sistemy-onkomarkyrov/o-bshhij-psa/>

Product Summary

Кат.№ ИФ04-02 VL

96 определений

6 калибровочных проб

1 проба контроль

41 образец в дублях

Стрипы, разделяющиеся на отдельные лунки Срок годности 12 мес

Product Description

Общий ПСА Метод: Одностадийный «сэндвич» ИФА

Иммунохимическая реакция — 1 час при + 37°C

Ферментативная реакция — 10-15 мин при + 37°C

Чувствительность: не более 0,1 нг/мл

Специфичность: перекрёстность не наблюдается с белками сыворотки крови

Диапазон определяемых концентраций: 0,1 — 30 нг/мл

Объём образца — 20 мкл

450 нм (ТМБ)

Норма ПСА: не превышает 0,1 - 4 нг/мл