

# Микро-НЕЙССЕР-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Нейссера

Product Categories: [Метахроматические](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-dagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/metaxromaticheskie/mikro-nejsser-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-nejssera/>

## Product Summary

Кат.№KHVL Микро-НЕЙССЕР-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Нейссера

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала компонентами набора. Метод основан на окрашивании метахроматических зерен (зерен волютина), имеющих у некоторых микроорганизмов, в частности у коринебактерий дифтерии.

## Product Description

Микро-НЕЙССЕР-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Нейссера

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала компонентами набора. Метод основан на окрашивании метахроматических зерен (зерен волютина), имеющих у некоторых микроорганизмов, в частности у коринебактерий дифтерии.

СОСТАВ набора:

Метиленовый синий уксуснокислый раствор.....1 фл./100 мл

Раствор хризоидина 1%.....1 фл./100 мл

Раствор Люголя .....1 фл./100 мл