

# Микро-ГИНС-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Гинса

Product Categories: [Окрашивания капсул](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/okrashivaniya-kapsul/mikro-gins-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-ginsa/>

## Product Summary

Кат.№КГVL Микро-ГИНС-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Гинса

Предназначен для диагностического исследования микроорганизмов с целью выявления капсул. В результате обработки компонентами набора происходит окраска капсулообразующих бактерий в красный цвет, капсула обнаруживается в виде неокрашенной каймы вокруг микроба на темном фоне.

## Product Description

Микро-ГИНС-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Гинса

Предназначен для диагностического исследования микроорганизмов с целью выявления капсул. В результате обработки компонентами набора происходит окраска капсулообразующих бактерий в красный цвет, капсула обнаруживается в виде неокрашенной каймы вокруг микроба на темном фоне.

СОСТАВ набора:

Карболовый фуксин Циля .....1 фл./10 мл

Тушь черная.....1 фл./5 мл