

Микро-ОЖЕШКИ-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Ожешки

Product Categories: [Окрашивания спор](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/okrashivaniya-spor/mikro-ozheshki-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-ozheshki/>

Product Summary

Кат.№KOVЛ Микро-ОЖЕШКИ-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Ожешки

Предназначен для дифференциальной диагностики микроорганизмов с целью выявления спор. В результате окраски мазка спорулирующей культуры компонентами набора тела бактерий окрашиваются в синий цвет, споры — в красный или розовый цвет.

Product Description

Микро-ОЖЕШКИ-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Ожешки

Предназначен для дифференциальной диагностики микроорганизмов с целью выявления спор. В результате окраски мазка спорулирующей культуры компонентами набора тела бактерий окрашиваются в синий цвет, споры — в красный или розовый цвет.

СОСТАВ набора:

Карболовый фуксин Циля1 фл./100 мл

Соляная кислота*1 фл./100 мл

Серная кислота**1 фл./100 мл

Метиленовый синий по Леффлеру.....1 фл./100 мл

*0,5 % раствор; **5 % раствор