

# Микро-ГРАМ-НИЦФ по методу Грама

Product Categories: [По Граму](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/po-gramu/mikro-gram-nicf-po-metodu-grama/>

## Product Summary

Кат.№НОМVL Микро-ГРАМ-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.

50/100/1000 анализов

## Product Description

Микро-ГРАМ-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.

СОСТАВ набора:

50 анализов

Генциановый фиолетовый\* .....1 фл./50 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./5 мл

Раствор Люголя .....1 фл./50 мл

100 анализов

Генциановый фиолетовый\* 1 фл./100 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./10 мл

Раствор Люголя .....1 фл./100 мл

1000 анализов

Генциановый фиолетовый\* .....1 фл./1000 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./100 мл

Раствор Люголя .....1 фл./1000 мл

\*1% спиртовой раствор