

Микро-НУСКЕР-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Hucker

Product Categories: [По Граму](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/po-gramu/mikro-hucker-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-grama-v-modifikacii-hucker/>

Product Summary

Кат.№ККХГVL

Микро-НУСКЕР-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Hucker

Предназначен для дифференциально- диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. Позволяет сократить время окраски мазков, обеспечивает более четкую окраску клеток по сравнению с базовым методом.

Product Description

Микро-НУСКЕР-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Hucker

Предназначен для дифференциально- диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. Позволяет сократить время окраски мазков, обеспечивает более четкую окраску клеток по сравнению с базовым методом.

СОСТАВ набора:

Генциан-виолет.....2 фл./10 мл

Раствор аммония оксалата.....1 фл./80 мл

Раствор йода по Hucker.....1 фл./100 мл

Раствор для обесцвечивания ...1 фл./100 мл

Раствор сафранина.....1 фл./100 мл