

# Микро-ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Циля-Нильсена

Product Categories: [Набор реагентов для окраски](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/mikologiya/mikroskopiya-mikologiya/krasiteli-mikroskopiya-mikologiya/mikro-cil-nilsen-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-cilya-nilsena/>

## Product Summary

Кат.№КЦНVL Микро-ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Циля-Нильсена  
Предназначен для дифференциально - диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. В соответствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», используется для лабораторной диагностики микобактерий — возбудителей туберкулеза.

## Product Description

Микро-ЦИЛЬ-НИЛЬСЕН-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Циля-Нильсена

Предназначен для дифференциально - диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. В соответствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», используется для лабораторной диагностики микобактерий — возбудителей туберкулеза.

СОСТАВ набора: 50 анализов

Метиленовый синий\* .....1 фл./50 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./50 мл

Спирт кислотный концентрированный.....1 фл./5 мл

100 анализов

Метиленовый синий\* .....1 фл./100 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./100 мл

Спирт кислотный концентрированный.....1 фл./10 мл

1000 анализов

Метиленовый синий\* .....1 фл./1000 мл

Фуксин основной\* .....1 фл./1000 мл

Спирт кислотный концентрированный.....1 фл./100 мл

\* 0,3 % спиртовой раствор