

# Микро-ФЛЮОРОХРОМ-НИЦФ набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микроорганизмов

Product Categories: [Набор реагентов для окраски](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-diagnostika/mikologiya/mikroskopiya-mikologiya/krasiteli-mikroskopiya-mikologiya/mikro-flyuoroxrom-nicf-nabor-reagentov-dlya-flyuoroxromnoj-okraski-kislotoustojchivyx-mikroorganizmov/>

## Product Summary

Кат.№КФМVL Микро-ФЛЮОРОХРОМ-НИЦФ набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микроорганизмов

Предназначен для дифференциально - диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.

## Product Description

Микро-ФЛЮОРОХРОМ-НИЦФ

набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микроорганизмов

Предназначен для дифференциально - диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. В соответствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», используется для лабораторной диагностики микобактерий — возбудителей туберкулеза при люминесцентной микроскопии.

СОСТАВ набора:

Раствор аурамина-родамина .....1 фл./100 мл  
Обесцвечивающий раствор.....1 фл./100 мл  
Раствор метиленового синего.....1 фл./100 мл