

Набор контрольных растворов белка мочи с калибраторами

Product Categories: [Белок с сульфосалициловой кислотой](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/absorbciya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-absorbciya-issledovanie-mochi/culfosalicilovyyj-metod/nabor-kontrolnyx-rastvorov-belka-mochi-s-kalibratorami/>

Product Summary

Кат.№ККССК VL

Набор контрольных растворов белков мочи с калибраторами предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

Контрольные растворы

2фл.х10 мл - первый уровень концентраций

2фл.х10 мл – второй уровень концентраций

Калибраторы

4фл.х10 мл (0,1г/л, 0,2 г/л, 0,4 г/л, 0,8 г/л)

*см. ниже подробное описание

Product Description

Набор контрольных растворов белка мочи с калибраторами

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор контрольных растворов белков мочи с калибраторами предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И КАЛИБРАТОРОВ

Стабилизированный раствор альбумина

СОСТАВ НАБОРА Контрольные растворы

2фл.х10 мл - первый уровень концентраций

2фл.х10 мл – второй уровень концентраций

Калибраторы

4фл.х10 мл (0,1г/л, 0,2 г/л, 0,4 г/л, 0,8 г/л)

ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ

0,1-0,8 г/л

КВ не более 10%

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

Срок годности набора при 2-8°C – 9 месяцев

Вскрытых флаконов при 2-8°C не более – 14 дней

ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, оптический путь 5 мм