

# Набор контрольных растворов белков мочи

Product Categories: [Белок с сульфосалициловой кислотой](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/absorbciya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-absorbciya-issledovanie-mochi/culfosalicilovyyj-metod/nabor-kontrolnyx-rastvorov-belkov-mochi/>

## Product Summary

Кат.№К-БССК VL

Набор контрольных растворов белков мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

4фл.х10 мл - первый уровень концентраций

4фл.х10 мл – второй уровень концентраций

\*см. ниже подробное описание

## Product Description

Набор контрольных растворов белков мочи

### НАЗНАЧЕНИЕ

Набор контрольных растворов белков мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче по их реакции с сульфосалициловой кислотой.

### СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Стабилизированный раствор альбумина

### СОСТАВ НАБОРА

4фл.х10 мл - первый уровень концентраций

4фл.х10 мл – второй уровень концентраций

### ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ

0,2-0,4 г/л

КВ не более 10%

### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

Срок годности набора при 2-8°C – 9 месяцев

Вскрытых флаконов при 2-8°C не более – 14 дней

### ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, оптический путь 5 мм