

# UrineRS A10, НТИ, США Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus\*, Status\*, 50, 100, 200, 500\*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express



Product Categories: [Мочевые тест-полоски](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflektometriya-issledovanie-mochi/mochevye-test-poloski-reflektometriya-issledovanie-mochi/uriners-a10-hti-ssha-test-poloski-dlya-analizatorov-mochi-clinitek-advantus-status-50-100-200-500-teco-uritek-tc-101-tc-151-tc-701-tc-720-roki-express-vnimanie-pered-vyborom-test-pol/>

## Product Summary

Кат.№МТПИВЛ UrineRS A10, НТИ, США.

Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus\*, Status\*, 50, 100, 200, 500\*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express

Внимание! Перед выбором тест-полосок обратите внимание на версию ПО моделей анализаторов, отмеченных звездочкой (\*) и имеющихся в распоряжении лаборатории. Для анализаторов мочи Clinitek Status (версии ПО 1,9 и выше), Clinitek 500 и Clinitek Advantus (версии ПО 2,0 и выше) должны использоваться исключительно [тест-полоски UrineRS E10.](#)]

Комплектация: 100 шт./уп

## Product Description

UrineRS A10, НТИ, США

Тест-полоски для анализаторов мочи Clinitek Advantus\*, Status\*, 50, 100, 200, 500\*, Teco Uritek TC-101, TC-151, TC-701, TC-720, Roki Express

10 параметров:

- биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген);
- клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты);
- физико-химические показатели (рН, удельный вес).

Комплектация: 100 шт./уп

Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 15-30°C, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей.