

## UrineRS H11-MA (кат. №HT-UR-12000) Тест-полоски для анализаторов мочи «Dirui» H-100, H-300, H-500.



Product Categories: [Мочевые тест-полоски](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflektometriya-issledovanie-mochi/mochevye-test-poloski-reflektometriya-issledovanie-mochi/uriners-h11-ma-kat-ht-ur-12000-test-poloski-dlya-analizatorov-mochi-dirui-h-100-h-300-h-500/>

### Product Summary

Кат.№URS H11-MAVL UrineRS H11-MA (кат. №HT-UR-12000)

Тест-полоски для анализаторов мочи «Dirui» H-100, H-300, H-500. Полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга состояния пациента, а также подходят для проведения визуального общего анализа мочи.

Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем.

### Product Description

UrineRS H11-MA (кат. №HT-UR-12000)

Тест-полоски для анализаторов мочи «Dirui» H-100, H-300, H-500. Полоски предназначены для лабораторного скрининга и индивидуального мониторинга состояния пациента, а также подходят для проведения визуального общего анализа мочи.

11 параметров:

- биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген, микроальбумин);
- клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты);
- физико-химические показатели (pH, удельный вес).

Комплектация: 100 шт./уп, пластмассовый пенал с влагопоглотителем.

Хранение: полоски следует хранить в сухом месте, при 2-30°C, не хранить в холодильнике и избегать попадания прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки рекомендуется использовать в течение месяца.