## Индикаторы серии «МедИС» (НПФ «ВИНАР», Россия)



Product Categories: Индикаторы воздушной стерилизации

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-vozdushnoj -sterilizacii-kontrol-sterilizacii-st

## **Product Summary**

Кат. №ИКВСМVL Индикаторы серии «МедИС» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Индикаторы для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации в КАМЕРЕ стерилизатора (снаружи изделий).

## **Product Description**

Индикаторы серии «МедИС» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Индикаторы для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации в КАМЕРЕ стерилизатора (снаружи изделий).

Индикаторы ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ химические многопараметрические одноразовые с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, МедИС-В-160/150, МедИС-В-180/60, выпускаются в соответствии с ТУ 9398-032-11764404-2004 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры и времени стерилизационной выдержки - в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры ±3°С.

МедИС-В-160/150 (1000 тестов) Самоклеющиеся, снаружи упаковки

МедИС-В-160/150 (2000 тестов) Самоклеющиеся, снаружи упаковки

МедИС-В-180/60 (1000 тестов) Самоклеющиеся, снаружи упаковки

МедИС-В-180/60 (2000 тестов) Самоклеющиеся, снаружи упаковки

Тип индикатора Класс Температура стерилизации, °С Стерилизационная выдержка, мин

МедИС-В-160/150

4

 $160 \pm 3$ 

150

MедИС-B-180/60 4  $180 \pm 3$  60

Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО11140-1. Преимущества индикаторов

на каждом индикаторе напечатан эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении параметров стерилизации; четкий, контрастный цветовой переход индикатора повышает точность визуального контроля; липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках; индикаторы обеспечивают документирование стерилизации; срок годности индикаторов - 24 месяца.