

# Пробирки с КЗЭДТА для гематологических исследований

Product Categories: [Пробирки для гематологии](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/preanaliticheskij-etap/vakuumnye-probirki-dlya-venoznoj-krovi-1/probirki-dlya-gematologii/probirki-s-k3edta-dlya-gematologicheskix-issledovaniy/>

## Product Summary

Внутренние стенки пробирки покрыты мелкодисперсным антикоагулянтом КЗЭДТА. ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад свертывания. Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов.

Материал пробирки: полиэтилентерефталат

Применение: гематологические исследования

Упаковка: 100 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен

Срок годности: 18 месяцев

## Product Description

Кат. № Пластик

Кат. № Стекло

Объём, мл

Размер, мм

Цвет крышки

Упаковка

0110122

0110121

1

13x75

Фиолетовый

100 шт./штатив

1200 шт./т. коробка

0120122

0120121

2

13x75

Фиолетовый

0130122

0130121

3

13x75

Фиолетовый

0140122

0140121

4

13x75

Фиолетовый

0150122

0150121

5

13x75

Фиолетовый

0450122

0450121

5

13x75

Фиолетовый

0460122

0460121

6

13x100

Фиолетовый

0470122

0470121

7

13x100

Фиолетовый

0480122

0480121

8

16x100

Фиолетовый

100 шт./штатив

800 шт./т. коробка

0490122

0490121

9

16x100

Фиолетовый

041A122

041A121

10

16x100

Фиолетовый